


Opstelling simulatie Hisparc detector

N.G. Schultheiss

October 25, 2012

Benodigdheden



De opstelling is samen te stellen door de volgende onderdelen aan elkaar te lijmen:

- Bodemplaat 1* perspex 500mm*80mm*3mm of 500mm*80mm*5mm
- Zijplaat 2* perspex 500mm*53mm*3mm of 500mm*55mm*5mm
- Kopplaat 2* perspex 86mm*53mm*3mm of 90mm*55mm*5mm

In deze bak zijn twee driehoekige perspex blokken geplaatst. Hiervan zijn de maten in figuur 2 te vinden.




Figure 1: Samenstelling




Figure 2: Afmetingen van het blok